



Aspipoux™



HEXAPROD 840 183 537 R.C.S. Bordeaux FRANCE

www.aspipoux.com




www.aspipoux.com

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté Aspipoux, la solution efficace pour éliminer les poux.

1. Aspipoux s'utilise uniquement sur cheveux mouillés. Un vaporisateur(E) est fourni.
2. Démêler soigneusement les cheveux.
3. Insérer le peigne(B) dans l'Aspipoux(A).
4. Insérer le filtre(C) dans l'Aspipoux (vous avez reçu votre Aspipoux avec le filtre(C) déjà monté).
5. Brancher l'Aspipoux à votre aspirateur (brancher l'adaptateur(D) si nécessaire).
6. Positionner l'Aspipoux de manière à garder les dents en contact avec le cuir chevelu et peigner soigneusement et lentement dans le sens de peignage. Pour les chevelures épaisses, utiliser une pince et renouveler l'opération couche par couche.
7. Enlever le peigne(B) en appuyant sur le bouton.
8. Rincer le peigne(B) et le filtre(C) à l'eau claire.

Pour améliorer le maniement de votre Aspipoux, nous vous conseillons de consulter notre site aspipoux.com



Manual

Thank you for purchasing Aspipoux, the effective solution for eliminating lice.

1. Aspipoux is only used on wet hair. A spray bottle(E) is provided.
2. Carefully untangle the hair.
3. Insert the comb(B) into the Aspipoux(A).
4. Insert the filter(C) into the Aspipoux (you received your Aspipoux with the filter(C) already fitted).
5. Connect the Aspipoux to your vacuum cleaner (connect the adapter(D) if necessary).
6. Position the Aspipoux so as to keep the teeth in contact with the scalp and comb carefully and slowly in the same direction. For thick hair, separate the hair using clips and repeat the operation layer by layer.
7. Remove the comb(B) by pressing the button.
8. Rinse the comb(B) and the filter(C) with clean water.

To improve the handling of your Aspipoux, we advise you to consult our site aspipoux.com

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für den Kauf von Aspipoux, der wirksamen Lösung zur Läusebekämpfung.

1. Aspipoux wird nur bei nassem Haar angewendet. Eine Sprühflasche (E) wird mitgeliefert.
2. Das Haar vorsichtig entwirren.
3. Setzen Sie den Kamm(B) in den Aspipoux(A) ein.
4. Setzen Sie den Filter(C) in den Aspipoux ein (Sie haben Ihren Aspipoux mit bereits montiertem Filter(C) erhalten).
5. Schließen Sie den Aspipoux an Ihren Staubsauger an (schließen Sie ggf. den Adapter(D) an).
6. Positionieren Sie den Aspipoux so, dass die Zähne in Kontakt mit der Kopfhaut bleiben, und kämmen Sie vorsichtig und langsam in Kammrichtung. Verwenden Sie für dickes Haar eine Zange und wiederholen Sie den Vorgang Schicht für Schicht.
7. Entfernen Sie den Kamm(B) durch Drücken der Taste.
8. Spülen Sie den Kamm(B) und den Filter(C) mit sauberem Wasser.

Um die Handhabung Ihres Aspipoux zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, unsere Website aspipoux.com zu konsultieren

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato Aspipoux, la soluzione efficace per eliminare i pidocchi.

1. Aspipoux è usato solo su capelli bagnati. Viene fornito un flacone spray (E).
2. Districare con cura i capelli.
3. Inserire il pettine(C) nell'Aspipoux(A).
4. Inserisci il filtro(C) nell'Aspipoux (hai ricevuto l'Aspipoux con il filtro(C) già montato).
5. Collegare Aspipoux all'aspirapolvere (collegare l'adattatore(D) se necessario).
6. Posizionare Aspipoux in modo da mantenere i denti a contatto con il cuoio capelluto e pettinare con cura e lentamente nella direzione di pettinatura. Per i capelli folti, utilizzare una molletta per i capelli e ripetere l'operazione strato per strato.
7. Rimuovere il pettine(B) premendo il pulsante.
8. Sciacquare il pettine(B) e il filtro(C) con acqua pulita.

Per migliorare la gestione del tuo Aspipoux, ti consigliamo di consultare il nostro sito aspipoux.com

Modo de empleo

Gracias por comprar Aspipoux, la solución efectiva para eliminar los piojos.

1. Aspipoux solo se usa en cabello mojado. Se proporciona una botella de espray (E).
2. Desenrede cuidadosamente el cabello.
3. Inserte el peine(C) en el Aspipoux(A).
4. Inserte el filtro(C) en el Aspipoux (recibió su Aspipoux con el filtro(C) ya instalado).
5. Conecte el Aspipoux a su aspiradora (conecte el adaptador(D) si es necesario).
6. Coloque el Aspipoux para mantener los dientes en contacto con el cuero cabelludo y peine con cuidado y lentamente siguiendo la dirección del peinado. Para cabello espeso, use horquillas y repita la operación capa por capa.
7. Retire el peine(B) presionando el botón.
8. Enjuague el peine(B) y el filtro(C) con agua limpia.

Para facilitar el manejo de su Aspipoux, le recomendamos que consulte nuestra página web aspipoux.com